

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card



Die Rapid SARS-CoV-2-Antigen Schnelltestkarte ist ein chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen auf menschlichen Nasal-, Nasopharynx- oder Oropharynx-Tupferproben.

- ▶ **EINFACH ZU BEDIENEN:** Einfache Probenahme mit nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Tupferabstrichen.
- ▶ **SCHNELL UND KOMFORTABEL:** Verlässliche Ergebnisse in 15 Minuten. Keine weiteren Instrumente nötig.
- ▶ **AUSGEZEICHNETE LEISTUNGSMERKMALE:** Spezifität 99,16%, Sensitivität 96,17%, Genauigkeit 98,25%. (zusammengefasst)



Packungsgröße	20 Tests beinhaltet alle erforderlichen Verbrauchsmaterialien einschließlich steriler Tupfer
Testart	Qualitativ
Instrument	Keine Instrumente erforderlich (Point of Care Test)
Probe	Nasal, Nasopharyngeal und Oropharyngeal
Dauer	Ergebnisse in 15 Minuten
Spezifizität	99,14 % (nasopharyngeal) 99,20 % (oropharyngeal) 99,20 % (nasal)
Sensitivität	96,08 % (nasopharyngeal) 96,23 % (oropharyngeal) 96,19 % (nasal)
Lagertemperatur	2 - 30 °C
PZN (Deutschland)	16934064 (07AG6020B)
Verwendung	Ausschließlich für die In-vitro-Anwendung durch medizinisch geschultes Personal bestimmt

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch CE-IVD zertifiziert und entspricht der europäischen Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG).

Das Produkt wurde vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) getestet und ist auf der Webseite des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in dem Verzeichnis der Antigen-Tests aufgeführt.



JETZT KAUFEN
SKU: 07AG6020B