

Test Antigénique Rapide SARS-CoV-2



Le test antigénique rapide SARS-CoV-2 est conçu pour la détection qualitative d'antigènes du virus SARS-CoV-2 dans des échantillons nasopharyngés, oropharyngés ou nasaux antérieurs.

- ▶ **FACILE A UTILISER:** Procédure simple en 4 étapes.
- ▶ **DETECTION RAPIDE:** Résultats en 15 minutes sans aucun équipement spécifique.
- ▶ **FIABLE:** Excellente performance avec une spécificité de 99,07%, une sensibilité de 96,49% et une précision de 98,62%.



Conditionnement	20 tests Le kit contient tout l'équipement nécessaire pour la réalisation du test y compris les écouvillons stériles et des unidoses de réactifs faciles à transporter et à utiliser
Format du test	Immunochromatographie sur bandelette
Équipement	Aucun équipement spécifique nécessaire
Echantillons	Prélèvements nasopharyngés, oropharyngés ou nasaux antérieurs.
Durée	Résultat disponible après 15 minutes
Spécificité	99,07 %
Sensibilité	96,49 %
Conditions de stockage	2 - 30 °C
Utilisation	Le prélèvement et le test doivent être réalisés par un professionnel de santé

Ce kit dispose du marquage CE et IVD conformément à la directive 98/79/EC relative aux dispositifs médicaux de diagnostic *in-vitro*.



COMMANDEZ-LE
Référence: 07AG6020B



MP Biomedicals Germany GmbH
 ✉ diagnostics@mpbio.com
 ☎ 0049.5651.921186

Learn more at www.mpbio.com

